

誤接続防止コネクタの導入に関するご案内

厚生労働省通知を受け、誤接続防止コネクタ製品を導入する運びとなりました。

経腸栄養分野において円滑な連携を図るため、本案内をもって情報提供させていただきます。

当院の製品切り替え予定

2021年3月10日に新規格製品の入れ替えを実施します。

ただし入院・外来患者様ともに、それまでに使用されている(留置されている)方もいらっしゃいますので、その方々に関しては、交換時期を目処に新規製品を使用していただきます。

今後の対応

切り替え日以降に当院から退院(転院)する患者さんは、右図の新規格タイプの「オスコネクタ」を使用します。

このタイプの製品に接続するためには、

- ① 「新規格メスコネクタ」の製品を直接接続する。
- ② 「変換コネクタ」を介して既存規格オスの製品と接続する。


のどちらかで対応する必要があります。

特に旧規格と新規格で異なる接続を行う場合には、「変換コネクタ」がないと接続できません。

旧規格製品をご使用の患者様には、当院でも「変換コネクタ」を準備いたしますので受け入れは可能です。

これらの問題について施設間での混乱が無いよう、お手数をおかけしますが、ご協力ほどよろしくお願い致します。

※新規格コネクタの供給都合上、一部製品は既存規格を使用して退院(転院)する場合がございます



登録医の先生方・関連施設様へのお願い

切り替え以降については、貴施設に置かれましても「変換コネクタ」のご準備、もしくは新規格製品への切り替えをお願いします。

問い合わせ・連絡先